

Max Generation



**LET
BOOK**



Ils ont choisi Stago

CHG - HOPITAL METROPOLE DE SAVOIE (73)

- Activité répartie sur un plateau technique et 2 CH

Equipement Hémostase :

- 2 STA R Max® au laboratoire du CH de Chambéry
- 1 STA Compact Max® au CH de Belley
- 1 STA Compact Max® au CH d'Aix les Bains
- Liaison informatique via le STA Coag Expert® pour les 2 STA R Max®
 - Une base de données commune aux 2 STA R Max® du CH de Chambéry



Installation Août 2015
Remplacement de 2 BCS

Accréditation
TP TCA FIB DDI
Novembre 2016

Activité hémostase
210 tubes :

150 tubes du CH de
Chambéry

60 tubes des CH de Belley
et Aix les bains

Routine + Thrombose
+ Facteurs

Choix du système

Automate autonome

Logiciel innovant

Gamme complète de réactifs

Système évolutif

Logiciel complémentaire du
MPL

Connectable à tous les TLA* du
marché

TAT*

45 min. tube non urgent

41 min. tube urgent

*TLA = Total Lab Automation (chaîne robotisée)

*TAT = Temps Analytique Total

Madame Emilie COMIO Biologiste



« Il y a un an, nous avons lancé un appel d'offre afin de renouveler nos deux BCS. Le choix s'est porté sur la solution Stago avec 2 STA R Max® en miroir qui nous a séduit pour l'ensemble de ses fonctionnalités : la viscosimétrie, le logiciel innovant et la gamme de réactif complète.

Le mode de chargement par panier de tubes et la capacité du tiroir produits que l'on charge le matin rendent cet appareil très autonome pour le reste de la journée. Nos techniciennes peuvent alors se concentrer sur les séries de tests spécialisés et sur l'accréditation !

Nous avons toujours l'idée de connecter nos machines d'hémostase d'ici un an ou deux mais le choix de la chaîne n'a pas été arrêté à ce jour. Le fait que les STA R Max® se connectent à toutes les chaînes est un élément que nous avons considéré lors du choix des automates Stago.

Le logiciel expert est un atout majeur de cette solution. Avec le support de Stago, notre équipe devra appréhender cet outil qui devra prendre une place de plus en plus importante au poste hémostase. Cela ne fait pas doublon avec notre MPL car nous utilisons le logiciel expert pour gérer les CIQ ; nous allons bientôt mettre en place le calcul automatisé des temps témoins et la gestion de deux lots à bord pour les périodes probatoires. Le menu traçabilité est très accessible et vraiment pratique.

Après un an d'utilisation des STA R Max®, l'équipe est satisfaite et nous continuons de monter en compétence quant à l'utilisation de toutes les fonctionnalités du STA Coag Expert®. »